


UltraFast
Innovations

YOUR KEY to innovation and success



Enhancement cavity for continuous-wave / pulsed laser light CALDERA

Tailored to your setup, the enhancement cavity CALDERA can be built for continuous-wave as well as for multi-kW-level average power pulsed operation, serving applications such as the generation of coherent vacuum-/extreme-ultraviolet (XUV) radiation at repetition rates of several 10s of MHz.



Key Product Features:

- State-of-the-art broadband cavity optics
- Advanced designs tailored to specific applications
- Ready for average powers on the 100-kW level
- Stable operation at repetition rates ≥ 10 MHz

TII 東京インスツルメンツ
TOKYO INSTRUMENTS
グローバルにネットワークを広げ、最先端の科学をお客様に提供

本社: 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-18-14 T.ビル Tel.03-3686-4711
営業所: 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-46 新大阪北ビル Tel.06-6393-7411
URL: <https://www.tokyoinst.co.jp> Mail: sales@tokyoinst.co.jp

TII Group Company

UNISOKU 超高真空・極低温走査型プローブ顕微鏡
高速分光測定装置、クライオスタット


LOTIS TII Nd:YAGレーザー、Ti:Sレーザー
OPOレーザー

●本カタログに記載されている内容は、改良のため予告無く変更する場合があります。(製品の仕様、性能、価格などはカタログ発行当時のものです)
●本カタログに記載されている内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
●本カタログに記載されているメーカー名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

Working principle:

Femtosecond enhancement cavity: a MHz-repetition-rate pulse train is coherently coupled to a passive optical resonator via a partially transmitting input coupler, giving rise to a circulating pulse with a power increased by up to a few orders of magnitude.

The intracavity pulse can be focused to a gas target to generate coherent vacuum-/extreme-ultraviolet (XUV) radiation at repetition rates of several 10's of MHz. Coherent XUV radiation obtained by cavity-enhanced high-harmonic generation combines high pulse repetition rates with high photon energies at high XUV photon flux, and serves a host of time-domain and frequency-domain precision metrology applications [1].



Components and working principle of the enhancement cavity.
Picture: Christian Hackenberger

Applications:

- Vacuum- and extreme-ultraviolet frequency combs [1]
- Multi-MHz-repetition-rate photoemission spectroscopy [2]
- MW-level picosecond pulses for hard x-ray generation via inverse Compton scattering [3]
- and more ...

References:

[1] I. Pupeza, C. Zhang, M. Högner, J. Ye, „Extreme-ultraviolet frequency combs for precision metrology and attosecond science,” *Nature Photonics* **15**, 175–186 (2021)

[2] T. Saule, S. Heinrich, J. Schötz, N. Lilienfein, M. Högner, O. de Vries, M. Plötner, J. Weitenberg, D. Esser, J. Schulte, P. Rußbüldt, J. Limpert, M. F. Kling, U. Kleineberg, I. Pupeza, “High-Flux, Ultrafast Extreme-Ultraviolet Photoemission Spectroscopy at 18.4 MHz Pulse Repetition Rate,” *Nature Communications*, **10:458** (2019)

[3] H. Carstens, N. Lilienfein, S. Holzberger, C. Jocher, T. Eidam, J. Limpert, A. Tuennermann, J. Weitenberg, D.C. Yost, A. Alghamdi, Z. Alahmed, A. Azzeer, A. Apolonski, E. Fill, F. Krausz, I. Pupeza, “Megawatt-scale average-power ultrashort pulses in an enhancement cavity,” *Optics Letters* **39**, 2595 (2014)