

■送信先

・ Fax : 03-3686-0831
 ・ E-mail : tiiweb@tokyoinst.co.jp

見積依頼フォーム 【 StellaNet社製小型赤外分光器 】

貴社 / 貴大学			
貴部署 / 貴研究室			
貴氏名			
郵便番号 (〒)			
御住所			
電話番号		Fax番号	
E-Mail			

■型式-枝番と合わせて、ご発注時に希望スリット幅をお選び下さい。

■近赤外～1.7 μ m仕様 DWARF-Star

枝番	波長範囲 (nm)	刻線数 (G/mm)	InGaAs 素子数	分解能 (nm)	個数
NIR-512	900～1700	250	512	2.5	
NIRb-512	1000～1700	300		2	
NIR2-512	1250～1575	600		1	
NIR2b-512	1150～1475	600		1	
NIR-1024	1000～1700	600	1024	1.25	

■近赤外～2.5 μ m仕様 RED-Wave

枝番	波長範囲 (nm)	刻線数 (G/mm)	InGaAs 素子数	分解能 (nm)	個数
NIR1.85	900～1850	300	512	<13	
NIR2.15	900～2150	300	512	<13	
NIR2.2	900～2300	300	512	<13	
NIR2.2X	1500～2200	600	512	7	
NIR2.2-1024	900～2200	300	1024	7	
NIR2.2X-1024	1500～2200	600	1024	2.8	
NIR2.5	1050～2500	300	512	<15	