


**1.6~1100Kまで
無冷媒完全自動VSM 登場!**

**抜群の
コストパフォーマンス!**



振動試料型磁力計 完全無冷媒VSMシステム

特長

- 1台で試料温度1.6~1100 Kに対応
- 完全無冷媒超伝導マグネットを
5~18 Tから選択可能
- 試料ロードロック室の採用
簡単に素早く試料交換を実現
- 任意形状の特注試料ホルダを作製
- AC磁化率測定、電気特性・熱特性測定へ
アップグレード可能

