



ハイパワー 用 ビームスプリッター

ビームスプリッター



ハイパワー ビームスプリッター

製品コード	中心波長(nm)	反射率(%)	材質	直径(mm)	厚み(mm)	入射/偏光
BS	193		BK7 UVFS	6.0	2	45° 入射 45° s 偏光 45° p 偏光
	213					
	248					
	266	10±3				
	308	20±3				
	351	30±3				
	355	40±3				
	400	50±3				
	527	60±3				
	532	70±3				
	633	75±3				
	670	80±3				
	694	85±3				
	800	90±2				
	1047,1053	95±2				
	1064	98±1				
1319						
1550						

ご注文は製品コード、中心波長、反射率、材質、サイズ、偏光を明記ください。